



**DR. SCHUMACHER**  
Hygiène & Désinfection

## **DURÉE D'UTILISATION DES PRODUITS**

### **« CLEANISEPT LIQUID »**

### **« CLEANISEPT WIPES »**

### **« CLEANISEPT WIPES MAXI »**

#### **Durée d'utilisation avant-première utilisation (Lingettes et Liquides)**

La date sur l'emballage du produit correspond à la fin de la durée d'utilisation. Jusqu'à cette date le produit non ouvert peut être utilisé sans restriction.

#### **Durée d'utilisation après première ouverture (liquides concentrés)**

Les **produits liquides désinfectants** ont principalement la même durée d'utilisation qu'avant la première ouverture, à condition que le récipient soit soigneusement refermé immédiatement après utilisation. Afin d'éviter de transmettre des salissures au produit liquide, concernant les bouteilles et bidons, il ne faut pas tenter de mélanger des produits de récipients différents.

#### **Durée d'utilisation des lingettes prêts à l'utilisation (Cleanisept Wipes & Cleanisept Wipes MAXI) : 3 mois**

Les **lingettes exemptes d'alcool** ne perdent pas de substances actives par évaporation, car elles contiennent des substances non-volatiles. La durée d'utilisation d'un pack, après la première ouverture est de trois mois, à condition que la lingette sortant du pack ouvert soit toujours complètement imbibée de produit désinfectant.

En cas d'utilisation de packs ouverts depuis longtemps, si en comparaison avec des packs ouverts récemment, on constate des différences significatives dans le degré d'humidification, il ne faut plus utiliser ces packs. Pour garantir une désinfection sûre, il faut dans ce cas utiliser un nouveau pack.

Malsfeld, le 20 Janvier 2012

Salutations,

**DR. SCHUMACHER GMBH**

i.A. Dr. Elmar Hjorth  
Département Médical



**DR. SCHUMACHER GMBH**

Am Roggenfeld 3  
D-34323 Malsfeld  
GERMANY  
[www.schumacher-online.com](http://www.schumacher-online.com)  
Tel. +49 5664 9496-0