

PROTECT



*Simplicité d'usage
= efficacité*

PRODHYBASE

VAH

IHO

CE 0482

Lingettes sans alcool Dispositif médical de classe IIb

Pour une désinfection rapide des sondes d'échographie endovaginales et rectales.



ACTIF
en 2 mn

AVANTAGES DES LINGETTES PREIMPREGNEES « CLEANISEPT WIPES MAXI FORTE »

- **Procédure d'utilisation simple:** la lingette étant détergente et désinfectante, on utilise 1 lingette pour la déterision, 1 lingettes pour la désinfection, pas de risque d'erreur.
- **Excellente efficacité en virucidie et notam. HPV:** VIRUCIDE EN14476 /SPORICIDE/BACTERICIDE/LEVURICIDE (élimination sure du risque **Papilloma** virus).
- **Activité désinfectante rapide :** moins de 2 min. de temps de contact.
- **Excellente « compatibilité matériel » :** les lingettes CLEANISEPT WIPES MAXI FORTE/SURFACE sont validées par la plupart des fabricants de sondes.
- **Matériau utilisé: le polyester** est un matériau non tissé et non pelucheux. Cette caractéristique est essentielle pour un **bio nettoyage** de qualité, car ainsi, aucune fibre ou particule de lingette ne peut rester accrocher sur le dispositif à décontaminer.
- **La formulation liquide CLEANISEPT** imbibant les lingettes est présente sous forme de liquide onctueux, la lingette est parfaitement imbibée, pas de risque de coulure de la solution sur les équipements à décontaminer. Un temps de contact (produit surface) rapide [**2min.**] pour une meilleure désinfection.
- **Sans odeur.**
- **Chaque** pochette de CLEANISEPT WIPES FORTE MAXI FORTE contient des lingettes de dimensions **220 x 200 mm**, et d'épaisseur **50 gr/m²**.
- Une fois l'opercule ôté, les lingettes peuvent être utilisées pendant **28 jours**.
- La durée de stockage à partir de la date de fabrication est de **3 ans**.